

VET AQUADENT FRESH



Especies: Perros y Gatos

Ayuda a mantener un aliento sano y fresco y apoyar unos dientes y encías saludables con el control del sarro

Composición:

Agua, Glicerina, Eritritol, Inulina, Aroma a menta, Extracto *Punica granatum*

Instrucciones de uso:

VET AQUADENT solución, debe añadirse diariamente en el agua de bebida de la mascota. Añadir 2.5 ml cada 250 ml de agua utilizando el tapón dosificador. Reemplazar el agua de bebida cada 24 horas, incluso si la totalidad del agua no se ha consumido.

Agitar antes de usar. La presencia de un ligero sedimento es normal.

Presentaciones:

VET AQUADENT 250 ml

VET AQUADENT 500 ml

*Conservar a temperatura ambiente, lejos del calor y la luz solar directa