

Skinnia Repair



Gel transparente bioadhesivo
con Ácido Salicílico y Urea



Indicación

- Hiperqueratosis
- Engrosamiento de la piel
- Descamación
- Callos y durezas
- Grietas en almohadillas y trufa

Composición

Ácido Salicílico 2%, Urea 2%.

Modo de acción

Gracias a su tecnología de vehiculización, forma una película transparente y bioadhesiva que permanece en la piel hasta 8 horas. Su fórmula combina ácido salicílico, con acción queratolítica que exfolia suavemente la piel muerta, y urea, que mantiene la hidratación y flexibilidad cutánea, favoreciendo la renovación de la piel engrosada o dañada.

Modo de empleo

Aplicar una fina capa de gel suficiente para cubrir completamente la zona afectada. Esperar aproximadamente un minuto a que el producto se seque para que se forme el film. Aplicar tantas veces como sea necesario para que la zona recupere su apariencia normal.

Especies de destino

Perro y gato.

Formato

Tubo de plástico con cánula de 30g.

Precauciones

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar contacto con ojos y mucosas.


Principales ventajas



Fácil aplicación
Zonas de difícil acceso



Película transparente
Vigilancia directa



Combinación de activos
queratolíticos e hidratantes



Aislamiento de la herida
Alta permanencia



Barrera transpirable
Evita la maceración

CASO DE USO

Nombre: TORUK | **Raza:** BORDER COLLIE | **Edad:** 14 MESES | **Estado:** ALMOHADILLA AGRIETADA



Día 0



Día 5

Nombre: RIO | **Raza:** PERRO DE AGUA | **Edad:** 3 AÑOS | **Estado:** HERIDA EN ALMOHADILLA



Día 0



Día 5

Skinnia Repair



Transparent bioadhesive gel
with Salicylic Acid and Urea



Indication

- Hyperkeratosis
- Thickening of the skin
- Peeling
- Corns and calluses
- Cracks in pads and truffles

How to use

Apply a thin layer of gel sufficient to completely cover the affected area. Wait approximately one minute for the product to dry so that the film forms. Apply as often as necessary to restore the area to its normal appearance.

Composition

Salicylic acid 2%, Urea 2%.

Target species

Dog and cat.

Mode of action

Thanks to its vehiculization technology, it forms a transparent, bioadhesive film that remains on the skin for up to 8 hours. Its formula combines salicylic acid, with keratolytic action that gently exfoliates dead skin, and urea, which maintains skin hydration and suppleness, favouring the renewal of thickened or damaged skin.

Formato

30g Plastic tube with cannula.

Cautions

Keep out of the reach and sight of children. Avoid contact with eyes and mucous membranes.


Advantages



Easy application
Areas of difficult access



Transparent film
Direct surveillance



Combination of keratolytic and
moisturising actives



Wound isolation
High permanence



Breathable barrier
Prevents maceration

STUDY CASE

Name: TORUK | **Breed:** BORDER COLLIE | **Age:** 14 MONTHS | **Condition:** CRACKED PAD



Day 0



Day 5

Name: RIO | **Breed:** WATER DOG | **Age:** 3 YEARS | **Condition:** PAD INJURY



Day 0



Day 5